

平成 29 年 5 月

お客様 各位

セイリン株式会社 国内営業部  
静岡市清水区袖師町 1007-1

## 新商品『picorina』『セラミック電気温灸器』発送についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はひとかたならぬご高配ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、6 月 1 日より販売を開始します新商品「picorina」「セラミック電気温灸器」につきまして、商品の発送を 6 月 13 日（火）からとさせていただくことをご案内申し上げます。

大変恐縮ではございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

甚だ略儀ながら、商品発送のご案内まで申し上げます。

敬具

# picorina

ピコリナ

鍼電極低周波治療器 セイリン picorina

管理医療機器(特定保守管理医療機器)(クラスII) 医療機器認証番号 229AABZX00058000

## 往診でも持ち運びが便利な軽量・コンパクト設計

治療状況に左右されない  
安定した治療電流を供給

### 定電流出力方式

チャンネルごとに  
異なる設定で  
治療ができる


### 2CH 独立出力



原寸大


出力微調整で  
やさしい治療を実現  
**FINEモード**

治療目的ごとに使い分けできる  
**4種類の  
出力モード**



設定の手間を省けて効率的  
**プログラム  
保存機能**

使いやすいタッチパネル  
& ロータリーエンコーダー



公式キャラクター りんちゃん

本体仕様 【定格電源】①本体：DC3.7V(リチウムイオン充電電池)、DC5.9V(ACアダプタ) ②ACアダプタ：AC100V 50/60Hz 【定格消費電力】12VA 【出力電流】最大1mA以下(実効値) 【出力電圧】最大10V±20%(ピーク値、500Ω負荷) 【出力周波数】最大100Hz 【タイマー】30分±5% 【電撃に対する保護の形式と程度】クラスII及び内部電源機器、BF形 【サイズ】(H)140×(W)69.4×(D)21.8mm 【重量】160g(リチウムイオン充電電池含む)