

平成 29 年 5 月

お客様 各位

セイリン株式会社 国内営業部
静岡市清水区袖師町 1007-1

新商品『picorina』『セラミック電気温灸器』発送についてのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はひとかたならぬご高配ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、6月1日より販売を開始します新商品「picorina」「セラミック電気温灸器」につきまして、商品の発送を6月13日（火）からとさせていただくことをご案内申し上げます。

大変恐縮ではございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

甚だ略儀ながら、商品発送のご案内まで申し上げます。

敬具

家庭用熱療法治療器 セラミック電気温灸器

管理医療機器〈クラスII〉医療機器認証番号:229AKBZX00029000

場所を選ばず 施術可能

火を使わず、煙も出ないため
施術場所を選びません。
また、重さ140gと軽量で
コンパクトなサイズです。

高精度な 温度制御を実現

設定は43℃から3℃刻みで5段階あり、
±1℃の精度で温度管理をするため、
患者様の個人差や治療内容に
合わせた施術が可能です。

※製販・製造:(株)村田製作所
測定環境下において

まるごと 消毒拭き取り可能

先端はアレルギーフリーのセラミックを
使用しており、消毒用エタノールで
全面の拭き取りが可能のため、
清潔を維持できます。

※消毒液が製品の内部に入らないように
してください。故障の原因となります。

火を使わない煙も出ない。
電気の手カラでお灸治療!



先端部分は
セラミックを
使用!

ピンポイントな 温熱刺激

先端の直径は2mm(半米粒大程度)で
形状が鋭角なため、
ピンポイントな刺激を与える
ことが可能です。

見やすい液晶と お知らせ機能

業界初*の現在温度の
リアルタイム表示に加え、
分かり易い通知音、消し忘れ
防止機能が付いています。

※製販・製造:(株)村田製作所 調べ



公式キャラクター
鉺水りんちゃん
@harimizurin



■セラミック電気温灸器〈型番:CQ5000-WH/CQ5000-BK〉 ■本体カラー:○ホワイト ●ブラック

■付属品:台座、専用ACアダプタ(充電用)、取扱説明書(保証書付き)

! ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください !

 SEIRIN

ISO13485 認証取得

■フリーダイヤル(通話料無料)はコチラから ■詳しい情報は、当社Webサイトでもご覧頂けます

 0120-100890 <http://www.seirin.jp>

【販売業者】セイリン株式会社 【住所】〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1007-1
【TEL】054-365-5700 【FAX】054-365-5139